



Thermomètre sans contact connecté - prise frontale et auriculaire - THE920 Robemed by Medeo

Rapide et précis - Mesure frontale et auriculaire - Connectable Interface Medeo

Thermomètre numérique Infrarouge à lecture rapide pour prise de température frontale ou auriculaire.

Utilisable en lecture directe, **il est connectable en bluetooth avec l'interface de Medeo technologies vous permettant de récupérer directement les mesures sur votre logiciel de gestion de cabinet ([Détail dans fiche Medeo connexion THE920](#))**

Pour une information sur ces options nous contacter sur emilie@medeo-health.com ou par tel au **03.29.62.83.25 (appel gratuit)**

Conception double mode : Passage, par simple pression, entre le mode frontal et le mode auriculaire (tympanique).

Rapide et facile : affichage de la température en 1 seconde.
Avertissement auditif et visuel de la fièvre, offrant une surveillance proactive.
Possibilité d'activation ou de désactivation du son pour une flexibilité d'utilisation.

Couvercle de sonde magnétique pour une utilisation hygiénique.

Mémoire étendue : Stockage de jusqu'à 20 relevés pour un suivi détaillé.

Matériaux sûrs : Sans BPA ni latex, assurant une utilisation sans risques.

Fiabilité et précision confirmées : Testé cliniquement et prouvé comme étant fiable et précis, conformément aux instructions d'utilisation.

Affichage des valeurs en degrés Fahrenheit ou Celsius pour s'adapter aux préférences.

Approuvé par les professionnels de la santé et classé comme équipement médical professionnel.

Caractéristiques :

- Mesure frontale et auriculaire
- Affiche la température en 1 seconde
- Sans contact
- Mode de mesure dédié aux enfants
- Protège sonde magnétique
- Alerte de fièvre sonore et visuelle
- Mode silencieux
- Mémoire de 20 mesures
- Sans BPA (bisphénol A) et sans latex
- Plage de mesure mode front et auriculaire : 35.0°C - 42.2°C

Précautions d'emploi : Garder le thermomètre hors de portée des enfants et à l'écart de l'eau - Ne remplace pas une assistance médicale

Contenu de la boîte :

- 1 Thermomètre infrarouge
- 1 Pochette de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V
- 1 Mode d'emploi (EN/FR)

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Matériel médical CE de Classe IIa