

### Thermosoudeuse en acier laqué

Avec porte-rouleau à fixer au mur ou sur table.

Thermosoudeuse contrôlée par microprocesseur, s'adapte à tout type de sachets ou gaines de stérilisation. Avec réglage automatique de la température.

- Réglage automatique de la température évitant le brûlage des sachets de stérilisation.
- Signal sonore et voyant annonçant la fin de l'opération de soudure.
- Possibilité de fixer le porte-rouleau au mur pour libérer l'espace de travail.

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC 230V, 50Hz (conforme aux normes de sécurité européennes).
- Puissance : 100 W.
- Température de soudure : 220°C.
- Longueur de rouleau maxi : 300 mm.
- Largeur de soudure : 12 mm.
- Réglage température : automatique.
- Pré-chauffage : 3 min.

Dimensions : L 460 x l 380 x H 290 mm.

Poids : 8 kg.

Matière : acier laqué.

