

Toise murale en aluminium réglable Robé Médical

Toise télescopique mécanique pour mesurer la taille des enfants et adultes.

Toise en aluminium verticale avec curseur horizontal pour une lecture aisée de la mesure.

Rapidité et précision pour la mesure chez les enfants et les adultes.

Équerre appui-tête réglable et repliable.

A fixer au mur.

- Plage de mesure : de 60 à 200 cm.

- Graduations : 1 mm.

- Dimensions : 93 x 3,5 x 1,5 cm.

- Poids : 0,7 kg.

Livré avec kit de fixation murale.

Garantie 3 ans.

