



### Tunique Cherry pour femme - Coloris Bleu - Siggi Group - Fabriqué en Italie

Tunique médicale en tissu extensible, fermeture diagonale et poches à l'avant. Finitions de qualité

Cette tunique pour femme est en tissu extensible pour un confort maximal.

Elle possède deux poches à l'avant, est cintrée au niveau du dos et se ferme en diagonale grâce à une fermeture éclair dissimulée.

- Tunique pour femme
- Coloris Bleu
- En tissu extensible
- Deux poches à l'avant
- Cintrée au niveau du dos
- Fermeture diagonale
- Fermeture éclair dissimulée
- Disponible en plusieurs tailles

#### Composition :

96% coton 4% élasthanne - 130gr/m<sup>2</sup>

#### Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

#### Entretien :

- Lavage à 40°C
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage au fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

#### Modèle :

Cherry - Bleu

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EKO-TEX®