

FICHE TECHNIQUE



Tunique Liam pour homme - Coloris Gris - Siggs Blue - Fabriqué en Italie

Tunique pour homme, avec col en V, poche avant, tissu Easy Fit extensible et manches courtes. Fabrication et finitions de qualité

Cette tunique grise pour homme est en tissu Easy Fit, tissu extensible qui offre un confort maximal.

Elle est à manches courtes, avec un col V et possède une poche au niveau du torse, scindée en deux avec une petite broderie.

- Tunique médicale pour homme
- Coloris gris
- Manches courte
- Col en V
- 1 poche avant scindée en deux
- Tissu Easy Fit
- Disponible en plusieurs tailles

Composition :

55% coton 42% polyester 3% élasthanne - 160 gr/m²

Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

Entretien :

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

Modèle :

LIAM Gris

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EKO-TEX®