

## FICHE TECHNIQUE



### Tunique Nolan pour homme - Coloris bleu - Siggi Blue - Fabriqué en Italie

Tunique professionnelle pour homme, poches avant, tissu Easy Fit extensible, fermeture éclair et manches courtes. Fabrication et finitions de qualité

Cette tunique bleue pour homme est en tissu Easy Fit, tissu extensible qui offre un confort optimal.

Elle est à manches courtes, se ferme grâce à une fermeture éclair, possède deux poches avant et une poche au niveau du buste.

- Tunique médicale pour homme
- Coloris bleu
- Manches courtes
- Fermeture zippée
- 3 poches avant (dont une au niveau du buste)
- Tissu Easy Fit
- Disponible en plusieurs tailles

#### Composition :

96% coton 4% élasthanne – 130gr/m<sup>2</sup>

#### Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

#### Entretien :

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

#### Modèle :

NOLAN Bleu