

FICHE TECHNIQUE



Tunique Roses pour femme - cintrée - Coloris Blanc - Sigg Blue - Fabriqué en Italie

Tunique professionnelle pour femme, col rond, poche à l'avant et fermeture zippée. Fabrication et finitions de qualité

Cette tunique pour femme 100% coton, de couleur blanche, est cintrée et se ferme grâce à une fermeture éclair.

Elle possède deux poches à l'avant.

Il y a sur le côté de la tunique une couture permettant au vêtement de s'ajuster à la courbure du corps.

- Tunique médicale femme
- Coloris blanc
- Manches courtes
- Cintrée
- Deux poches à l'avant
- S'adapte aux courbes du corps
- Fermeture zippée

Composition :

100% coton - 190 g/m²

Tailles disponibles :

XS / S / M / L / XL

(tailles italiennes, prendre une taille au-dessus de la taille habituelle - Se référer au guide des tailles disponibles en PDF)

Entretien :

- Lavage à 40°C maximum
- Blanchiment à proscrire
- Séchage en machine à proscrire
- Repassage fer chaud
- Nettoyable à sec avec solvants usuels

Modèle :

ROSES Blanc

Produit fabriqué en Europe

Produit certifié Standard 100 par EOKO-TEX®