

**+robé**  
médical



## **Tunique blanche à manches courtes pour homme, finition col V croisé - Biomedicare**

Tunique médicale pour homme en polyester et viscose, à manches courtes. Cette tunique blanche courte dispose de 2 poches basses et 1 poche poitrine. Elle est idéale dans les environnements chauds tels que le milieu hospitalier. La viscose présente dans le tissu de cette tunique la rend souple et douce au toucher, mais elle reste également résistante pour une utilisation quotidienne.

Vêtement de travail médical pour homme.

Usages conseillés: tunique médicale (infirmier, aide soignant), tunique de médecin, tunique de dentiste, uniforme hospitalier, uniforme de maison de retraite, tunique de masseur kiné, tunique de vétérinaire.

- Col: forme V croisé.
- Poches plaquées : 1 poche poitrine et 2 poches basses.
- Longueur : courte
- Forme: droite avec fente d'aisance de chaque coté.

Cette tunique est disponible en 6 tailles.  
Se référer à votre taille EU.

### **Consignes d'entretien:**

Lavage en machine à 40°C

Blanchiment interdit

Séchage en machine autorisé: Programme modéré - 60°C maxi

Repassage à température faible: 110°C maxi

Nettoyage à sec autorisé: Processus normal (solvants perchlorétylène et hydrocarbures autorisés)

### Dimensions (pour une tunique taille XL):

Longueur des manches: 31 cm

Longueur du dos: 77 cm

Largeur des épaules: 49 cm

Largeur en bas de la tunique : 60 cm

***Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.***