

### Turbine avec embout buccal à usage unique FlowMir pour Spirobank

#### Pour des mesures de spirométrie en toute hygiène et précision

Turbine calibrée par un système informatisé et emballée individuellement.

Embout et turbine sont jetés après chaque patient pour 100% d'hygiène.

- Toujours précise.
- Simple à remplacer.
- Economique.

#### Compatible avec tous les spiromètres MIR:

- Spirobank One,
- Spirobank Smart,
- Spirobank II Basic,
- Spirobank II Advanced,
- Spirodoc,
- Minispir,
- Minispir Light,
- Spirolab.

Conditionnement en boîte de 60 turbines.

Matériel médical CE.

