

FICHE TECHNIQUE



Verre à urine - Bec verseur et poignée - 500 ml

Verre à urine autoclavable, de 500 ml gradué par 10 ml

Ce verre à urine en polypropylène possède un bec verseur et une poignée.

Il est autoclavable.

Sa contenance est de 500 ml et il est gradué par 10 ml.

- Verre à urine de 500 ml
- Gradué par 10 ml
- En polypropylène
- Avec bec verseur
- Avec poignée

Le bec verseur et la poignée permettent d'évacuer facilement l'urine présente dans le verre.