



Visiofocus Thermomètre frontal sans contact avec projection température

Thermomètre avec affichage de la température sur le support de mesure (peau, objet, liquide,...)

Mesure rapide de la température à distance, sans contact direct et silencieux. Idéal pour une mesure sur une personne endormie, un nourrisson. Avec son système exclusif de visée, il indique à l'utilisateur la distance correcte pour un résultat fiable, ainsi que la température sur la zone de mesure. Permet de mesurer la température corporelle, ambiante, des liquides ou objets (eau du bain, biberon et repas,...). Ecran rétro-éclairé, 5 couleurs différentes selon la fonction utilisée. Mémoire 9 dernières mesures.

- Distance de prise de mesure : 6 cm.
- Signal optique déterminant la bonne distance de mesure.
- Ecran rétro-éclairé: 2.7 x 2.1 cm.
- Température corporelle: mesure entre 34° et 42,5°C.
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,3°C.
- Température objets ou liquides, ambiante: mesure entre 1° et 55°C.
- Précision de mesure en mode analyse : +/-0,3°C.
- Fonctionne dans un environnement entre 16° et 40°C.
- Fonctionne avec 4 piles AAA (Piles fournies).
- Autonomie 30.000 mesures.

Hygiénique et économique, utilisation sans consommables et sans aucun contact.

Dimensions : 144 x 43,5 x 21,5 mm.

Poids : 98 g.

Livré complet avec 4 piles AAA.

Garantie : 2 ans.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.